

# Zbavte se kabelu.



## VueLite™ SVĚTELNÝ ZDROJ

Kontrolujte intenzitu LED  
světla rotací rukojeti.

Dobíjecí Li- ion baterie  
poskytuje až 2 hodiny  
s vysokou intenzitou světla .

Adaptabilní pro veškeré  
světelné konektory.



## VueLite™

LED LIGHT SOURCE

VueLite LED světelný zdroj poskytuje vysoce intenzivní nízkoenergetické LED světlo a s pohodlím v zařízení s žádnými kabely. Na plné nabití VueLite může poskytnout až do 2 hodiny světla, v závislosti na nastavení intenzity. Použijte vypínač ON / OFF pro nastavení intenzity světla. VueLite se standardně dodává s STORZ adaptérem závitu a je vhodný pro všechny standardní světelné konektory.

VueLite se používá k osvětlení při vyšetřeních, diagnostice a terapeutických aplikacích. Přístroj je lehký a je napájen dobíjecí lithium -iontovou ( Li- ion ) baterií. Životnost LED je kolem jednoho milionu hodin.

Global number	Katalogové číslo
<b>Opakovaně použitelný KIT VueLight</b>	
G23582	VL-KIT1-EU
<b>LED Zdroj</b>	
G23583	VL-LED
<b>Lithium-Ion Baterie</b>	
G23584	VL-LB
<b>Adapter pro napojení</b>	
G23587	VL-PA-EU
<b>ACMI Olympus Adapter</b>	
G34311	VL-AA

### Customer Service - Urology

**EMEA:** EDI - [www.cookmedical.com/edi.do](http://www.cookmedical.com/edi.do)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)  
**[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)**

**Americas:** EDI - [www.cookmedical.com/edi.do](http://www.cookmedical.com/edi.do)  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

**Australia:**  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)

